



© 2017-2020 Flow Sports Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.



Garantie

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA FLOW SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD 12 GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

CE QUI INCLUT

- Réparer ou remplacer Flow MINI si l'unité défectueuse en raison de matériaux défectueux, d'usure ou de fabrication, sans frais de main d'œuvre ou de transport, à la discrétion de Flow Sports Technology Co., Ltd.
- Lorsque cet appareil est vendu en dehors de l'UE, cette garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé dans le pays où il a été vendu.
- Lorsque cet appareil est vendu dans l'UE, cette garantie ne sera valable si que si l'appareil est utilisé dans le pays où il a été vendu ou si l'appareil est utilisé en Autriche, en Belgique, en France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, République tchèque ou en République de Pologne.

CE QUI N'INCLUT PAS

Le Flow ne justifie pas la réparation ou le remplacement d'un produit lorsqu'un défaut se produit:

- Dommages ou défauts accidentels causés par l'utilisation ou les soins négligents, l'utilisation abusive, l'utilisation abusive, le négligence, l'obsolescence de l'appareil d'une manière qui ne respecte pas le manuel d'utilisation de Flow MINI.
- Dommages causés par l'appareil n'étant pas recommandé l'entretien.
- Dommages causés par le fait que vous ne suivez pas les instructions de nettoyage de l'appareil.
- Utilisation de pièces qui ne sont pas mentionnées ou recommandées par les instructions de Flow.
- Utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas de véritables composants Flow.
- Réparation ou modifications effectuées par des personnes autres que Flow ou leurs agents autorisés.
- Remplacement et usage nouveau (p. ex. Flow HeadSTM 4x).

Si vous avez des doutes sur ce qui est couvert par la garantie, veuillez contacter Flow Customer Support.

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE GARANTIE NECESSITE UNE PRELVE D'ACHAT AVEC DATE

Si vous êtes un propriétaire de revente, vous pouvez communiquer avec le Flow de gros, de distributeur ou de vente au détail applicable qui vous avez acheté directement à partir des procédures d'administration de garantie de revente.

Cette garantie est valide et évaluée par Flow Sports Technology Co., Ltd.

Flow Sports Technology Co., Ltd. est une société enregistrée au Royaume-Uni, 110, rue de la République, 10000, Pékin, Chine.

Disposition

Les produits Flow sont fabriqués à partir de matériaux recyclables de haute qualité. Recycler dans la mesure du possible.

L'étiquetage suivant indique que ce produit ne doit pas être éliminé dans les déchets ménagers normaux dans l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez et soutenez la réalisation durable des matériaux.

- La boîte, le sac, en carton et ce manuel sont recyclables. S'il vous plaît considérer l'environnement lors de se débarrasser de ce contenu.



Avertissement

- N'utilisez que des surfaces sèches recouvertes de vêtements. À l'acte d'une petite pression, passer lentement à travers le corps, et utiliser environ 60 secondes par région. Utilisez des mouvements plus lents pour plus de puissance.
- La durée de vie recommandée est de 15 minutes par session. Pour les douleurs musculaires supplémentaires envisager d'utiliser pour un supplément de 30-60 secondes au moment délégué.
- N'utilisez que Flow mini dans les zones de tissus mous.
- Notre utilisation Flow HeadSTM ne sont que des recommandations. Utilisez la tête qui a le meilleur effet.
- Une commotion cérébrale peut survenir quel que soit le réglage de contrôle ou la pression appliquée. Vérifiez souvent les zones traitées et arrêtez-vous immédiatement aux premiers signes de douleur ou d'inconfort.



Commandez ici !

PRAXISDIENST
Matériel médical depuis 1953

Flow Sports Technology zawsze pracuje nad znalezieniem sposobów, aby pomóc sportowcom osiągnąć ich cele. Dziękujemy za zaufanie w pomocy jak najlepszego wykorzystania treningów i szybszego dochodzenia do pełnia sprawności. Chociaż terapia perkusyjna nie jest nowym pomysłem, nigdy nie uwazałimy, że istnieje niezawodna opcja, która wykorzystuje wszystkie możliwości. Wróćliśmy więc do punktu wyjścia i zaprojektowaliśmy Flow tak, aby był inny. **Lekki. Cichy. Akumulator na lata.** Niektórzy nazywają Flow **MINI** rewolucją lub przetomową innowacją. Nazwij go jak chcesz, **uwielbiamy pomagać sportowcom odnaleźć swój sposób na powrót do pełni sprawności.**

Chargement


Faibles ou nuls charge
Lorsque l'appareil a été plein ou pas de charge restante sur la batterie, le panneau de commande affichera une LED rouge et peut fonctionner brièvement.

Il n'est pas recommandé d'utiliser la batterie jusqu'à ce point.

Chargement l'appareil
Branchez fermement le chargeur mural A/C dans une prise électrique.

LED indiquant que le chargeur est connecté et disponible pour la charge - chargez les LED de niveau sur le panneau de commande par **pédalage Rouge, Jaune et vert.**

Chargement complet
Lorsqu'il est complètement chargé, l'appareil affiche les 6 indicateurs de puissance LED pleine puissance. L'appareil ne s'allume pas pendant la charge.



Nettoyage

- Ne pas nettoyer l'appareil pendant la charge.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'agents d'effoulement ou de solvants.
- Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez le tissu pour sécher par la suite.



Entretien

- Mousse à haute densité Flow HeadSTM remplacé tous les trois mois, ou si elle montre des signes évidents d'usure ou sale.
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Rechargez votre appareil tous les mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
- L'appareil peut être rechargé à tout moment et à n'importe quel niveau de batterie.
- Chargez uniquement avec le chargeur mural Flow A/C fourni.
- Ne laissez pas/l'associez pas de l'icône stockez pas l'appareil en plein soleil ou à des températures supérieures à 40 °C.
- L'appareil fonctionne mieux et le chargeur à température ambiante normale. Ne pas charger en plein soleil ou à froid des températures directes. Le piége de température pour la charge est de 0°C à 40°C.
- Ne laissez jamais l'appareil en service ou en charge sans surveillance.
- Il est recommandé de ne pas vider complètement la batterie.

Voyage/Stockage

- Flow mini est approuvé par la TSA comme bagage à main, il ne doit être stocké que dans des bagages à main. Si les bagages de cabine sont manqués de la porte, l'appareil doit être retiré du sac et entreposé avec le passager dans la cabine de l'avion.
- Dispositif de chargement complet avertit stockage à long terme.


Merci d'acheter le dispositif de massage portable comme Flow MINI.

Allez support.flowportstech.com, soutenez des vidéos, des conseils généraux et des informations utiles sur le Flow.

Chez Flow Sports Technology, s'il vous plaît compter sur nous pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos séances d'entraînement et de récupérer plus rapidement. Bien que la thérapie par percussion ne soit pas une idée nouvelle, nous n'avons jamais pensé qu'il s'agissait d'une option fiable qui répond à toutes les exigences. **C'est pourquoi nous sommes retournés à la planche à dessin et conçu Flow pour être différent.** Une batterie légère et silencieuse qui durerait quelques appels Flow MINI un changeur de jeu « ou même une « innovation révolutionnaire ». **Appelez ce que vous voulez, nous aimons aider les athlètes à récupérer leur Flow.**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVANT D'UTILISER L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT QUE VOUS AVEZ LU LE MANUEL DE L'UTILISATEUR ET AVERTIR TOUT LE MONDE SUR VOTRE APPAREIL

Démarrage Rapide




Retirez soigneusement l'appareil de la boîte. Votre Flow **Mini** aura déjà la tête Flow Head moyenne munie. Pour supprimer il suffit de saisir le fond de la « Flow Head » et tirer jusqu'à ce que vous entendez un « pop ».

Lorsque l'appareil est éteint, insérez Flow Head d'écoulement désirée en la poussant dans la douille. N'utilisez pas l'appareil sans Flow Head.

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le gros bouton d'alimentation au milieu du panneau de commande. Appuyez à nouveau active les différents modes (voir ci-dessous). Maintenez la patte désirée du corps à la vitesse désirée et presser au besoin. Faites défilé si vous modes ou appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre lorsque vous avez terminé.

Modes



L'appareil est conçu pour être aussi facile à utiliser que possible.

Appuyez sur le bouton d'alimentation lorsqu'il est grand et que l'appareil commence à fonctionner en **mode Relax**, notre premier niveau.

Appuyez à nouveau pour le niveau deux, **mode de mise à jour**

Appuyez à nouveau sur la puissance maximale au niveau 3, **mode de recharge**

Appuyez une quatrième fois pour démarrer le **mode Flow**

Pour éteindre la pression pour la dernière fois et l'appareil s'éteint. Il n'est pas nécessaire de faire autre chose, car Flow dormira après 5 minutes d'inactivité. Pour vous réveiller, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation.

Flow Heads™

L'appareil est livré avec quatre interchangeable Flow Heads™, qui peuvent être rapidement et facilement remplacés. Pour changer, gardez la tête à l'écart de l'appareil. Il sera un peu pop que votre tête tombe et vous serez prêt à insérer un nouveau.



Martelage
Jack de tous les bureaux de la tête, cette tête est conçue pour le traitement général du corps et des groupes de muscles plus grands.

Balle
Le petit diamètre de la tête de balle est parfait pour traiter le muscle à déclenchement et les a coulés.

Fourchette
Parfait pour la colonne vertébrale, le bas du cou et achille tendant avec de grands groupes musculaires tels que les veaux et les quads. La prudence doit être prise lors de l'utilisation de la Flow HeadSTM de fourchettes dans les zones sensibles.

Moyenne
Fabriqué avec une cellule fermée en mousse de PU, cette tête rond, non poreuse et hygiénique est parfaite pour une utilisation dans tout le corps et les zones les plus sensibles.

Avertissements

Avant d'effectuer un massage Flow, vous devez d'abord obtenir l'approbation de votre médecin si l'une des circonstances suivantes, grossesse, diabète avec des complications telles que la neuropathie ou les pieds d'éléphant, ou quatre périphérique, l'utilisation de stimulateurs cardiaques, chirurgie récente, épissure ou migraine, crise nerveuse, syndromes sympathiques ou sympathiques, artères artérielles récentes ou DLD, tabac, intoxication ou des plaques ou d'autres préoccupations au sujet de votre santé physique. Il n'est pas utilisé par les personnes de moins de 13 ans.



Sécurité De La Batterie

La batterie est un dispositif sensible et dans des circonstances normales ne pose pas de problèmes de sécurité.

- Par conséquent, gardez l'appareil à l'écart de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne pas placer sur ou sur les appareils de chauffage, comme les fours à micro-ondes, les fours ou les radiateurs. Les batteries peuvent exploser si elles ont surchauffé.
- Ne mettez pas le feu à l'appareil car il peut exploser, car les batteries endommagées peuvent également exploser. Disposez de l'appareil conformément à la réglementation locale.
- Ne pas casser ou percer le couvercle de la batterie ou l'exposer à une pression externe excessive. Peut provoquer un court-circuit ou une surchauffe.


Sécurité

- Les personnes âgées de 14 ans et plus ou les personnes ayant une incapacité physique, sensorielle ou raisonnée réduite ne devraient utiliser cet appareil qu'après avoir reçu la supervision ou l'instruction d'une personne responsable qui a démontré une utilisation sécuritaire de l'appareil et évité les dangers en cause.
- N'utilisez pas l'appareil comme jouet. Des sons spéciaux sont nécessaires lorsqu'ils sont utilisés près des enfants.
- Gardez votre appareil hors de la portée des enfants.
- Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides ou verser de l'eau dans l'appareil.
- Évitez tous des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Gardez la ventilation des portes exemptes de saleté, graisseuse et débris.
- N'utilisez pas l'appareil à l'air libre fin que le massage personnel.
- Ne manipulez aucune partie du chargeur mural A/C ou de l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne déconnectez pas le chargeur mural A/C en tirant sur le câble. Maintenez la prise pour déconnecter, puis le câble.
- N'utilisez pas de batteries, d'agents nettoyants, de verms ou de séchers à air sous quelque forme que ce soit de l'appareil.
- Cachez de saleté de Flow de contact lorsque la réparation est nécessaire. Si l'appareil n'est pas démonté, une installation incorrecte peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Si l'appareil tombe ou tombe, endommagé, par la gauche, frappé fort ou tombé dans l'eau, n'utilisez pas ou ne communiquez pas avec les équipes de soutien au début.

Sécurité De La Batterie

- Ne bloquez pas les ports de ventilation du moteur. Ne laissez pas la poussière ou les débris s'accumuler dans les ports de sortie.
- Ne mouillez pas la zone de la tête de massage ou l'arbre ou d'autres composants de mouvement sur l'appareil.
- Cet appareil contient une quantité extrêmement puissante d'airmin!
- Les utilisateurs de stimulateurs cardiaques devraient consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil.

Dans la Boîte



Également inclus:

- Étui de transport doux
- Autocollant
- Utiliser le manuel

Aperçu

