

## ■ LASSO RENFORCÉ

Lasso de capture renforcé, qualité professionnelle, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- 2 poignées de prise en main **A**.
- Tube renforcé en aluminium de 32 mm de diamètre.
- Câble en acier galvanisé gainé de 3 mm de diamètre et résistant jusqu'à 450 kg de charge.
- Poignée coulissante améliorant la prise en main **E**.
- Deux systèmes de relâchement instantané du câble :
  - Poignée boule de verrouillage et de relâchement du câble **B**.
  - Anneau de largage instantané **C**.



| Code   | Modèle                 | Longueur | Poids   |
|--------|------------------------|----------|---------|
| 192409 | Lasso renforcé complet | 150 cm   | 2,28 kg |
| 192422 | Lasso sans poignée     | 150 cm   | 1,94 kg |
| 192421 | Lasso sans poignée     | 110 cm   | 1,36 kg |
| 192424 | Poignée seule          | -        | -       |

