

Capnographe  
Micro-Flo™  
spécialement  
développé pour  
l'usage  
vétérinaire !

# Capnographe MicroFlo™

CAPNO-5



# CAPNOGRAPHE MICROFLO™ SIDE-STREAM



Le Capno-5 permet la surveillance en continu de la présence de dioxyde de carbone. Il mesure le taux de CO<sub>2</sub> à la fin de l'expiration (EtCO<sub>2</sub>) et pendant l'inspiration (FiCO<sub>2</sub>) ainsi que la fréquence respiratoire.

- Courbes CO<sub>2</sub> en temps réel
- Valeurs EtCO<sub>2</sub>
- Valeurs FiCO<sub>2</sub>
- Fréquence respiratoire
- Alarmes apnée visuelles et sonores
- Support pour table inclus



Le Capno-5 mesure l'EtCO<sub>2</sub> avec un débit d'échantillonnage très bas (50 ml/min) adapté notamment aux animaux de petite taille.

Contrairement à la plupart des capnogrammes du marché, le Capno-5 s'utilise dans toutes les situations, que les patients soient non-intubés ou intubés, y compris en dentisterie.

## Détails techniques

Le Capno5 est fourni avec :

- Trappe d'humidité
- Adaptateur Airway
- 2 tubulures
- Câble secteur
- Support pour table



Plages de données :

- Débit : 50 ml / min.
- Respiration : 2 -150 bpm
  
- Dimensions : 155 x 68 x 35 mm
- Poids : 340 gr
- Écran : 3,5'' (8,9 cm)
- Autonomie batterie : jusqu'à 10 heures

- ✓ CAPNOGRAPHE SIMPLE D'UTILISATION
- ✓ BATTERIE LONGUE DURÉE (JUSQU'À 10 H. D'AUTONOMIE)
- ✓ GRAND ÉCRAN 3,5'' (8,9 CM)

**PRAXISDIENST**  
Matériel médical depuis 1953  
**Commandez ici !**

**Mano Médical**  
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît  
22100 Taden - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com

