

# LED Hepta

Lampe d'examen professionnelle au design intemporel qui allie puissance, polyvalence et robustesse pour une utilisation intensive. Grâce à sa poignée ergonomique et son flexible très résistant, sa maniabilité est optimale et permet de s'adapter à toutes les exigences de l'éclairage médical.

L'option variateur permet de régler l'intensité lumineuse pour un confort d'utilisation optimal et personnalisé.

Idéale pour tout type de soins et d'examens, en médecine générale, dermatologie, gynécologie, urologie, podologie...


● Dispositif Medical Classe I

Intensité Lumineuse ➤ **980 Lumens\***

Température de couleur ➤ **4500°K\* (blanc neutre)**

Indice de rendu des couleurs ➤ **IRC 95/100**

Consommation électrique ➤ **7 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
130 000		30 cm	10 cm
60 000		50 cm	12 cm
18 000		100 cm	20 cm

\*Tolérance des données +/- 10%



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41  
EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm

- Fixations possibles :  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hepta 65 |  
interrupteur variateur

## RÉFÉRENCES

	Interrupteur classique	Interrupteur variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LED07651	LED07651V	LED07651-ISC
Flexible 114 cm	LED071001	LED071001V	LED071001-ISC